

## Памятка по уходу и заточке инструментов

### Правила ухода за инструментами:

– Используйте инструмент строго по назначению, поскольку даже высококачественный инструмент можно затупить или повредить, выполняя им действия, для которых он не предназначен.

– Используйте иглодержатели только с тем шовным материалом, толщина нити которого соответствует маркировке иглодержателя, указанной в каталоге производителя.

– **Строго соблюдайте концентрацию химических растворов и время экспозиции** при дезинфекции погружным методом.

– **Тщательно ополаскивайте инструменты после замачивания и мойки деминерализованной водой.** Наличие на инструментах остатков химических реагентов и хлора приводит к образованию точечной коррозии при дальнейшем нагревании во время стерилизации.



– Рекомендуется производить предстерилизационную обработку инструментов (дезинфекция, мойка, сушка) автоматически в режиме замкнутого цикла, используя для этого термодезинфектор.



– **На этапе стерилизации перед помещением инструментов в автоклав или сухожаровой шкаф инструменты должны быть идеально высушены.** Остатки влаги приводят к появлению разводов и помутнению инструментов.

– **Дезинфицируйте, стерилизуйте и храните раздвижные инструменты (ножницы, кусачки, щипцы, иглодержатели и т.д.) в открытом состоянии,** чтобы избежать стрессовой коррозии.



– Используйте специальные смазки для раздвижных инструментов, чтобы избежать коррозии, вызванной

истиранием.

**IPS** – лубрикант для удаления легкой коррозии и восстановления плавного хода ручек.

**ILS** – масло для регулярного смазывания инструментов перед автоклавированием.

**ILNH** – спрей для регулярного ухода при стерилизации в сухожаре.



– Следите, чтобы при обработке и стерилизации инструменты не касались друг друга. Оптимальным вариантом является использование кассет.



– Проверяйте внутренние поверхности стерилизационного оборудования (автоклав, сухожаровой шкаф) на предмет признаков коррозии. В случае ее появления на стенках камеры, последнюю необходимо тщательно очистить, так как коррозия переносится на инструменты.

### ВСЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ В ОСТРОМ СОСТОЯНИИ!

#### Почему Ваши инструменты всегда должны быть острыми:

- Острые инструменты позволяют достигать более качественных результатов в работе, что, безусловно, по достоинству оценят Ваши пациенты;
- Острые инструменты позволяют работать быстрее, экономят Ваше время;
- Острые инструменты позволяют уменьшить дискомфорт и повысить степень доверия Вашего пациента;
- Острые инструменты минимизируют риск случайных травм, которые могут происходить при приложении чрезмерных усилий к тупому инструменту и его соскальзыванию;
- Работая тупым инструментом, Вы прикладываете к нему большие усилия, что может повлечь за собой его деформацию или даже поломку;
- Острые инструменты обеспечивают превосходную тактильную чувствительность во время работы;
- Работа острыми инструментами более комфортна и менее утомительна для Вас.

#### Какие инструменты необходимо затачивать:

- |               |                  |                       |                           |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| • Скейлеры    | • Триммеры       | • Долота              | • Кусачки тканевые        |
| • Кюреты      | • Эмалевые ножи  | • Рашпили             | • Кусачки костные         |
| • Зонды       | • Контурные ножи | • Пародонтальные ножи | • Кусачки лигатурные      |
| • Экскаваторы | • Ножницы        | • Кюретажные ложки    | • Скейлер ортодонтический |
| • Карверы     | • Распаторы      | • Элеваторы           |                           |

### Способы заточки инструментов

#### 1. Непосредственно в клинике

набором **SSKITA (Hu-Friedy)** для ручной заточки кюрет и скейлеров или машинкой **SDKKIT (Hu-Friedy)** для заточки кюрет и скейлеров.



#### 2. В сервис-центре ООО «Ком-Денталь» по заточке и ремонту инструментов

- Заточка на профессиональном оборудовании;
- Восстановление и ремонт сильно изношенных и поврежденных инструментов;
- Очистка и полировка инструментов;
- Диагностика состояния инструментов и рекомендации по уходу.



## КОМ-ДЕНТАЛЬ – эксклюзивный дистрибьютор в России

119435 Москва, ул. Малая Пироговская, дом 18, офис 504.

Тел.: 8 (495) 580-30-80, факс (495) 580-30-81

www.comdental.ru, e-mail: comdental@comdental.ru