

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ В КЛИНИКЕ

### 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



1. После приема, необходимо провести утилизацию всех использованных одноразовых расходных материалов (ватных шариков, салфеток и т.д.). Ассистенту необходимо разместить инструменты в кассете в порядке их использования. Дополнительные инструменты (инструменты, которые используются в конкретных клинических случаях), также раскладываются в кассете, но в пустых отделениях, предусмотренных специально для них.
2. Во избежание коррозии, необходимо удалить инструменты со следами ржавчины из кассеты. Инструменты из нержавеющей стали необходимо отделить от других металлических инструментов.

### 3. НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ВСЕ «ШАРНИРНЫЕ» ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ИХ В КАССЕТАХ И ЗАКРЕПИТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ.

4. Необходимо удалить остатки стеклоиономера или другого цемента и/или другое заметное загрязнение для проведения более быстрой и эффективной очистки. Помните, что термодезинфектор, ультразвуковая ванна или другое оборудование для очистки инструментов, не удаляют остатки цемента или стеклоиономеров. Данные материалы необходимо удалять марлевым или ватным стерильным тампоном с рабочих частей каждый раз во время или после использования.
5. Накройте кассету крышкой и закройте защелки. Проверьте правильность расположения инструментов. Закрывание кассеты со значительным усилием может привести к ее повреждению или поломке инструментов.
6. Утилизируйте использованную бумагу на которой лежала кассета во время работы.
7. Отнесите кассету в стерилизационную комнату и вложите ее в термодезинфектор.

### 4. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ КАССЕТ



1. Поместите кассеты в автоклав.  
**\* Инструменты должны быть помещены в автоклав в идеально сухом состоянии.**
2. Следуйте инструкциям Вашего автоклава при выборе продолжительности цикла, температуры и режима сушки. Температура не должна превышать 176°C!!!

3. Никогда не кладите вместе инструменты из нержавеющей стали с инструментами из алюминия, латуни и меди. Иначе может произойти электролиз, что вызовет разъедание и коррозию металла.

4. Раздвижные, полые внутри инструменты и наконечники необходимо стерилизовать **в автоклавах типа В** с системой удаления воздуха с помощью фракционированного вакуума.

#### ХРАНЕНИЕ СТЕРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Разместите стерильные упакованные кассеты в ящиках для хранения кассет. Для переноски, стерилизации и хранения, кассеты с инструментами могут быть дополнительно размещены в контейнеры для стерилизации и хранения.
2. Срок хранения стерильных инструментов в самоклеющихся пакетах не должен превышать 30 дней.
3. Если инструменты не были использованы в течение 30 дней, то кассету необходимо переупаковать и заново подвергнуть стерилизации в автоклаве.



### 2. МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

**1. ВНИМАНИЕ:** термодезинфектор не производит очистку инструментов от засохших пломбировочных цемента и слепочных материалов.

2. Необходимо аккуратно разместить инструменты в машине так, чтобы при работе термодезинфектора был обеспечен максимальный доступ воды для промывки.

3. ВАЖНО: будьте аккуратны при извлечении инструментов из термодезинфектора, т.к. они очень горячие!



\* При отсутствии в клинике термодезинфектора, при проведении дезинфекции инструментов погружным методом, **строго соблюдайте:**

- концентрацию химических растворов и время экспозиции;
- тщательно ополаскивайте инструменты деминерализованной водой после замачивания в химических растворах.

**НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ПРИВОДИТ К ТОЧЕЧНОЙ КОРРОЗИИ ИНСТРУМЕНТОВ!**

### 3. СМАЗКА И УПАКОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

1. После термодезинфекции необходимо открыть кассету и проверить целостность инструментария (визуальный контроль). Убедитесь, что все органические остатки удалены с поверхности инструментов.



**2. ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ ДОЛЖНЫ СТЕРИЛИЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ!** (Если инструменты стерилизуются не в кассете, рекомендуется вставлять между ручками ватный валик).

**3. ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ НЕОБХОДИМО СМАЗЫВАТЬ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, РЖАВЧИНЫ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА И СОХРАНЕНИЯ ПЛАВНОСТИ ХОДА РУЧЕК.**

#### Рекомендуемые смазки:

**Instrument lubricant (код ILS)** – для регулярного смазывания инструментов перед автоклавированием  
**Penetrating oil (код IPS)** – для удаления легкой коррозии и восстановления плавного хода ручек.

**Не рекомендуется использование бытовой смазки или смазки для стоматологических наконечников.**

4. Выложите из кассеты инструменты, промаркированные, как дополнительные инструменты.

5. Упакуйте их (каждый отдельно) в самоклеющиеся пакеты Hu-Friedy.

6. Упакуйте кассеты в самоклеющиеся пакеты Hu-Friedy.

#### Самоклеющиеся пакеты Bag-ette для стерилизации и хранения кассет и инструментов.

Для 16-20 инструментов: IMS-1239 (295x440мм) 100 шт.  
Для 5 инструментов: IMS-1237 (181x351мм) 100 шт.

Для 8-10 инструментов: IMS-1238 (225x364мм) 100 шт.  
Для 3-6 инструментов: IMS-1236 (89x254мм) 200 шт.



**КОМ-ДЕНТАЛЬ — эксклюзивный дистрибьютор в России**

119435 Москва, ул. Малая Пироговская, дом 18, офис 504. Тел.: 8 (495) 580-30-80, факс (495) 580-30-81  
www.comdental.ru, e-mail: comdental@comdental.ru