

## BLACK IS WHITE/ WHITE IS BLACK

Отбеливающая система **BLACK IS WHITE** - единственная система, направленная на удаление пигментированного зубного налета и на восстановление эмали зубов с заботой о слизистой полости рта одновременно. Содержит лактопероксидазную ферментную систему и наногидроксипатиты и фториды, активированный уголь, который поглощает пигментные частицы от чая, кофе, никотина, красного вина и пр., а также микрочастицы слюды и диоксида титана - соединение двух природных минералов **Prestige Sparkling Blue®**, делающих поверхность зубов гладкой и придающей эмали белый оттенок.



### BIW set/WIB set

Набор, состоящий из отбеливающей зубной пасты со вкусом лайма и мяты 90 мл и ультрамягкой зубной щетки **CS 5460 Ultra Soft black/white**

### BIW single/WIB single

Отбеливающая зубная паста со вкусом лайма и мяты 90 мл

### BIW light pack

Набор, состоящий из мини версии отбеливающей зубной пасты со вкусом лайма 15 мл и ультрамягкой зубной щетки **CS 5460 Ultra Soft black**

### CS 5460 BIW/WIB Ultra Soft

Набор, состоящий из двух ультра мягких зубных щеток.



Дисплей DIS  
Black Is White



CURAPROX

## Отбеливающая зубная паста BLACK IS WHITE/ WHITE IS BLACK

- Двойная защита от кариеса благодаря уникальному содержанию фторида натрия 1450 ppm и наногидроксипатитам 15000 ppm
- Лактопероксидазная система, свойственная собственной ферментной системе слюны человека для восстановления и защиты слизистой полости рта
- Предохраняет эмаль зубов от повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды на зубы
- Низкий уровень абразивности для отбеливающей зубной пасты - RDA 50
- Со вкусом лайма **BLACK IS WHITE**
- Со вкусом мяты **WHITE IS BLACK**
- Без SLS
- Без триклозана
- Без пероксидов
- Без агрессивных и химически активных ингредиентов



CURAPROX

Группа компаний  
«Ком-Денталь»  
Эксклюзивный  
представитель компании  
CURADEN в России  
000 «Курапрокс»

Адрес: 123104, г.Москва,  
Большой Козихинский пер.,  
д.7, стр.2  
Тел./факс: +7(495) 580-30-80  
+7 (495) 580-30-81

www.curaprox.ru  
www.shop.curaprox.ru  
интернет-магазин



/CuraproxRussia

SWISS PREMIUM ORAL CARE

CURAPROX



BLACK  
IS WHITE  
GO BLACK!

SWISS PREMIUM ORAL CARE

curaden  
BETTER HEALTH FOR YOU



## Звуковая зубная щетка HYDROSONIC BLACK IS WHITE

Среди множества электрических зубных щеток, звуковые зубные щетки наиболее эффективны и удобны для чистки зубов. Только правильная насадка с щетиной может сделать звуковую зубную щетку лидером среди ей подобных. Благодаря звуковой технологии, в чистке зубов принимают участие не только щетинки щетки, но и активная смесь слюны, воды и зубной пасты, которая образуется во рту в процессе чистки зубов. Звуковая волна вызывает движение щетинок с большой скоростью. Именно это создает турбулентность в смеси слюны, воды и зубной пасты, что и называется гидродинамическим эффектом. Только он обеспечивает удаление бактерий с участков рядом с щетиной, там, где фактически щетка не касается зубов.



BIW 259

Две насадки, черного и розового цвета, имеют одинаковое количество щетинок. Подходят для двух членов семьи. В каждой насадке 1669 атравматичных щетинок CUREN® диаметром 0,15мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чистящая головка с запатентованной щетиной CUREN®
- Чрезвычайно мягкая и эффективная щетина
- От 32 000 до 42 000 колебаний в минуту
- Три режима работы: интенсивный, мягкий, массажный
- Гарантия щетки 2 года


### ПОДХОДИТ:

- Всем членам семьи
- Детям с 4-х лет и подросткам
- Пациентам с брекетами, имплантами, коронками, мостовидными конструкциями
- Пациентам с чувствительной эмалью зубов и/или десной
- Пациентам с пародонтитом и гингивитом


Звуковая зубная щетка **Hydrosonic Black is White** тщательно очищает десневую борозду, пришеечную область зуба, межзубные промежутки. Щетка подходит как новичкам, так и продвинутым пользователям стоматологических гаджетов.



## Отбеливающая система HYDROSONIC BLACK IS WHITE BIW 239



## Как пользоваться звуковой зубной щеткой HYDROSONIC BLACK IS WHITE



Щетка предназначена для ежедневного очищения зубов. Обеспечивает качественное и нетравматичное удаление зубного налета. Рекомендуется к использованию взрослыми и детьми, старше 4 лет. Безопасна для пломб, коронок, имплантатов, виниров, брекетов и прочих стоматологических конструкций.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смочите насадку щетки водой и нанесите немного зубной пасты. Для предотвращения разбрызгивания зубной пасты включайте и выключайте щетку только во рту.
- Поместите щетку в ротовую полость и расположите ее под углом 45° к десне.
- Включите щетку и выберите нужный Вам режим работы щетки, удерживая розовую кнопку включения. Режимы: intensive-включено 3 индикатора, soft-включено 2 индикатора, massage-включен 1 индикатор на ручке щетки. Для выбора зоны очищения через 30 сек. работы щетка останавливается на 0,2 сек. Рекомендованное время гигиены зубов звуковой щеткой 2 минуты. Щетка не выключается автоматически. Вы можете продолжить гигиену в случае необходимости. Каждые 2-е минуты работы щетка останавливается на непродолжительное время.
- Очищайте каждый зуб в отдельности, медленно перемещая щетку по зубному ряду.
- После окончания гигиены выключите щетку. Промойте насадку проточной водой.
- Заряжайте щетку по необходимости.
- Срок службы насадки 3 месяца.

