



curaden

CURAPROX

 SWISS PREMIUM ORAL CARE





CURADEN AG - мировой лидер в производстве средств профессиональной и личной гигиены полости рта.



Все дело в ультратонких щетинках CUREN®. Зубные щетки CURAPROX атравматичны во время чистки зубов, разрушают зубной налет и идеально полируют поверхность эмали зубов.



CURAPROX

Щетки Curaprox - это:

- Запатентованная щетина **CUREN®**: не имеет аналогов по своим свойствам: мягкости, эластичности и тонкости для атравматичной гигиены. Щетина CUREN® плотнее, чем нейлон, меньше впитывает влагу, и на 60% больше сохраняет свои очищающие свойства.
- Зубные щетки CURAPROX удаляют налет более тщательно, благодаря густой и плотной щетине.
- Зубные щетки CURAPROX предотвращают травму десен и эмали во время чистки зубов и обеспечивают бережный уход за придесневой зоной.
- Неограниченная зона доступа для всех поверхностей зубов: компактная головка с легким наклоном для лучшей очистки всех горизонтальных и вертикальных поверхностей зубов.
- Восьмигранная ручка щетки из легкого полипропилена помогает чистить зубы под правильным углом.





CS 5460 Ultra Soft

5460 ультра мягких щетинок **CUREN®** 0.1 мм в диаметре. Самая популярная зубная щетка CURAPROX.

CS 3960 Super Soft

3960 супер мягких щетинок **CUREN®** 0.12 мм в диаметре. Гарантирует мягкость для десен и чистоту полости рта. Для тех, кто не верит, что мягкая щетка может быть эффективной.

CS 1560 Soft

1560 мягких щетинок **CUREN®** 0.15 мм в диаметре. Для тех, кто предпочитает жесткие зубные щетки - идеальное знакомство с мягкостью и эффективностью.

Ортодонтическая зубная щетка.

CS 5460 ortho

5460 ультратонких щетинок **CUREN®** 0.1 мм в диаметре. Имеет углубление для ортодонтической дуги.



CS Surgical mega soft

12000 тонких щетинок **CUREN®** 0,06мм в диаметре. Используется в послеоперационном периоде, при воспалении полости рта, в процессе радиотерапии.

Монопучковые зубные щетки для идеальной чистки зубов.

CURAPROX CS single - обеспечивает адаптацию к линии десны, идеально вычищает, не травмируя ее.

CS 1006


810 мягких щетинок **CUREN®** 0,1 мм в диаметре, длиной 6 мм, имеют округлый срез. Идеальна для чистки зубов в области десневой борозды.

CS 1009

620 щетинок **CUREN®** 0.12 мм в диаметре, длиной 9 мм, имеют округлый срез. Для ухода за брекетами, имплантатами, мостовидными протезами и коронками.

CS 708 implant ortho

Щетка для имплантов и ортоконструкций. Гибкая щетка с запатентованными щетинками **CUREN®**, предназначенная для чистки труднодоступных поверхностей зубов, брекетов, имплантатов и зубодесневой бороздки.




03 ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ

Toxin-free

Bio
FUNCTIONAL

Все детские товары
CURAPROX разработаны
с помощью специалистов
и детских стоматологов.




Медицинская соска

Размер 0: 3-7 кг (0-7 месяцев)
Размер 1: 7-10 кг (7-18 месяцев)
Размер 2: 10-14 кг (18-36 месяцев)
Цвета: синий, оранжевый, розовый
в упаковке 2 соски и контейнер
для стерилизации



Держатель для сосок CURAPROX

синий, оранжевый, розовый
Продается отдельно. В упаковке 1 шт.



CS Smart Ultra Soft

Щетка для детей с 5 лет.
7600 ультра мягких и тонких
щетинок CUREN® 0.08 мм
в диаметре. Является копией
щетки 5460, но для Ваших
детей, которые стремятся
во всем быть похожими
на своих родителей.



ATA

Подходит подросткам
с 8 до 14 лет в период
сменного прикуса.
4860 щетинок CUREN®
0,1 мм в диаметре.
Маленькая грушевидная
головка. Разработана
в сотрудничестве со
стоматологами
Бернского
Университета.




Зубная щетка
до 4-х лет розовая,
голубая, зеленая



Прорезыватель для зубов CURA baby

0-24 месяцев.
розовый, светло-голубой



04 ЗУБНЫЕ ПАСТЫ BE YOU

[BE YOU.]
'EXPRESS YOURSELF'



Be You Pink set
Зубная паста
Любитель конфет,
90 ml + Ультратягкая
зубная щетка CS5460



Be You Blue set
Зубная паста
Мечтатель,
90 ml + Ультратягкая
зубная щетка CS5460



Be You Red set
Зубная паста
Первооткрыватель,
90 ml + Ультратягкая
зубная щетка CS5460




Be You Yellow set
Зубная паста
Восходящая звезда,
90 ml + Ультратягкая
зубная щетка CS5460



Be You Green set
Зубная паста
Исследователь,
90 ml + Ультратягкая
зубная щетка CS5460



Be You Orange set
Зубная паста
Чистое счастье,
90 ml + Ультратягкая
зубная щетка CS5460



Be You Mix set
Набор зубных паст
Шесть вкусов, 6x10 ml +
Ультратягкая зубная
щетка CS5460


Be You Mix set Smart
Набор зубных паст
Шесть вкусов, 6x10 ml +
Зубная щетка Smart



ENZYCAL – это профилактическая зубная БИО-паста комплексного действия, которая содержит лактопероксидазную систему ферментов. Три фермента усиливают защитные свойства слюны, задерживают рост бактерий и восстанавливает местный иммунитет. Эта ферментная система входит в состав таких биологических жидкостей чело- века, как слезы, слюна, грудное молоко. Активность такой пасты направлена только против бактериальных клеток. Лактопероксидазная система зубной пасты ENZYCAL обладает рядом преимуществ перед другими ферментными зубными пастами в силу своей природности, безопасности и эффективности. Она поддерживает иммунный баланс полости рта и усиливает защитную, антибактериальную, реминерализующую, очищающую и восстанавливающую функции собственной слюны.

Зубная паста ENZYCAL подходит:

- Всем членам семьи
- Беременным и кормящим женщинам
- Детям разных возрастов
- Приверженцам гомеопатии
- Пациентам с сахарным диабетом
- Аллергикам
- Гурманам (не искажает вкус)
- Любителям звуковых и других электрических зубных щеток



Enzycal ZERO
Зубная паста без содержания фторидов. Для детей с 0 лет и взрослых. RDA 60.



Enzycal 950
Зубная паста с пониженным содержанием фторида натрия. 950ppm. Для детей с 6 лет и взрослых. RDA 30.



Enzycal 1450
Зубная паста с фторидом натрия 1450ppm. Для детей с 12 лет и взрослых. RDA 60.

- Содержит ферменты и минеральные низкоабразивные частицы, мягко удаляющие зубной налет.
- Без SLS, ПАВов, детергентов, парабенов, сульфатов,
- Без ароматизаторов, отдушек, красителей и пр. химически агрессивных веществ.
- Без сахара и мяты.
- Не искажает вкус.

ENZYCAL подходит всем группам пациентов в период лечения слизистой полости рта антисептиками, в период лечения стоматитов, трещин губ и заед в уголках рта, при поражении эмали зубов – чувствительность, клиновидные дефекты, гипоплазия, эрозия и пр.

06 ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ CURAPROX
BLACK IS WHITE/ WHITE IS BLACK

BLACK IS WHITE **WHITE IS BLACK**



Отбеливающая система **BLACK IS WHITE** - единственная система, направленная на удаление пигментированного зубного налета и на восстановление эмали зубов с заботой о слизистой полости рта одновременно. Содержит лактопероксидазную ферментную систему, гидроксипатиты и фториды, активированный уголь, который поглощает пигментные частицы от чая, кофе, никотина, красного вина и пр., а так же микрочастицы слюды и диоксида титана - соединение двух природных минералов **Prestige Sparkling Blue®**, делающих поверхность зубов гладкой и придающей эмали белый оттенок. Отбеливающая зубная паста **BLACK IS WHITE** предохраняет эмаль зубов от повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды на зубы. Индекс абразивности **RDA 50**. Не содержит **SLS**, триклозан, пероксид, агрессивные и химически активные ингредиенты.

CS 5460
BIW/ WIB ULTRA SOFT
набор, состоящий из двух ультра мягких зубных щеток.




BIW SINGLE/ WIB SINGLE
отбеливающая зубная паста со вкусом лайма и мяты 90 мл



BIW SET/ WIB SET
набор, состоящий из отбеливающей зубной пасты со вкусом лайма и мяты 90 мл и ультрамягкой зубной щетки **CS 5460 Ultra Soft black/white**

07 ЕРШИКИ ДЛЯ МЕЖЗУБНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ



Недостаток зубных нитей и зубочисток.


Зубные нити и зубочистки не позволяют эффективно очистить вогнутые поверхности зубов и линию десны. Межзубные ершики, если они имеют слишком маленькие размеры, не доходят до труднодоступных участков.

Межзубный ершик CURAPROX CPS «prime», который подбирается индивидуально для каждого межзубного промежутка, полностью заполняет и позволяет очистить межзубную десневую линию, вогнутые поверхности и контактные пункты.



Ершики CPS prime от CURAPROX значительно тоньше всех известных на рынке и являются самыми лучшими интердентальными щетками.



Подходят для первичной профилактики гингивита, пародонтита, кариеса на проксимальных поверхностях зубов.



Не повреждают десневой сосочек.



Высокое качество ершиков CURAPROX позволяет быстро и тщательно очистить межзубный промежуток за один раз.



08 ЕРШИКИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА, ГИНГИВИТА, ПАРОДОНТИТА

CPS PRIME plus handy
5 штук в упаковке, держатель UHS409



CPS PRIME plus
5 штук в упаковке, держатель UHS451



CPS prime plus handy mixed




CPS 06 CPS 07 CPS 08 CPS 09 CPS 11

CPS prime plus mixed



CPS06 CPS07 CPS08 CPS09 CPS11



CPS 457
в наборе 4 ершика
CPS 06, 07, 09, 011,
держатель UHS451
в футляре

Ortho poket set
в наборе 3 ершика
CPS 07, 14, 18, воск орто-
донтический, держатель
UHS451 в футляре

CPS PRIME refill
12 штук в упаковке

CPS 06



CPS 07



CPS 09



CPS 08



CPS 11





PERIOPLUS* FORTE
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

- Состав:
- Хлоргексидин 0,2%
 - CITROX®
 - Ксилит
 - PVP/VA
 - Полилизин

PERIOPLUS*FORTE содержит самую высокую концентрацию хлоргексидина. Идеально подходит для краткосрочного использования, до и после инвазивных стоматологических процедур.



PERIOPLUS* REGENERATE
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

- Состав:
- Хлоргексидин 0,09%
 - CITROX®
 - Гиалуроновая кислота (HA)
 - Ксилит
 - PVP/VA
 - Полилизин

PERIOPLUS*REGENERATE обеспечивает интенсивную терапию в послеоперационном периоде. Сочетает в себе Гиалуроновую кислоту и хлоргексидин для повышения регенерации тканей и усиления послеоперационных результатов.



PERIOPLUS* FOCUS
Гель (10 мл)

- Состав:
- Хлоргексидин 0,5%
 - CITROX®
 - Гиалуроновая кислота(HA)
 - PVP/VA
 - Полилизин
 - Ксилит

PERIOPLUS*FOCUS предназначен для целенаправленной интенсивной терапии в области воспалений. Легко наносится, предотвращая накопление бактериального налета, тем самым, снижая риск воспаления и инфицирования раны. Содержание Гиалуроновой кислоты способствует эффективной регенерации тканей в послеоперационном периоде.



PERIOPLUS* PROTECT
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

- Состав:
- Хлоргексидин 0,12%
 - CITROX®
 - Ксилит
 - PVP/VA
 - Полилизин

PERIOPLUS*PROTECT идеальное средство для полоскания рта для длительного использования. Защищает от большого количества воспалительных заболеваний полости рта.



PERIOPLUS* BALANCE
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

- Состав:
- Хлоргексидин 0,05%
 - CITROX®
 - Ксилит
 - PVP/VA
 - Полилизин
 - Фторид Натрия 230 ppm

PERIOPLUS*BALANCE показан пациентам с высоким риском возникновения стоматологических заболеваний, пациентам с ограниченными мануальными навыками и пациентам проходящим ортодонтическое лечение.



PERIOPLUS* SUPPORT
Зубная паста (75 мл)

- Состав:
- Хлоргексидин 0,09%
 - CITROX®
 - Ксилит
 - PVP/VA
 - Полилизин
 - Фторид Натрия 230 ppm

PERIOPLUS*SUPPORT поддерживающая зубная паста с фторидом натрия, идеально подходит для использования с любым продуктом PERIOPLUS*. Оказывает противовоспалительное и противокариозное действие. Не содержит SLS (лаурилсульфат натрия).

Зубные нити Curaprox



DF 834 dental floss
Вощеная нить с мятным вкусом. 50 м



DF 820 dental tape
Тефлоновая лента с мятным вкусом и с хлоргексидином. 35 м



DF 846 implant-saver
Эластичный суперфлосс из микроволокна для очищения области вокруг имплантата.



DF 845 implant&braces
Для очистки мостов, имплантатов и ортодонтических конструкций. 50 нитей с двумя нитетержателями.



DF 967 flosspic
Вощеная зубная нить с держателем. 30 шт/уп.



Дорожный набор для гигиены полости рта



В наборе компактная зубная щетка **CURAPROX 3960 super soft**, мини версия гелевой зубной пасты **CURASEPT 705**, пластиковая зубочистка, футляр.

Скребки для языка

Скребки для языка специально разработаны для быстрого и безболезненного удаления налета. Анатомически правильная форма скребок предотвращает рвотный рефлекс.



CTC 201
одиночный узкий



CTC 202
двойной широкий



CTC 203
набор из двух разных скребков

Индикаторы зубного налета

PCA 260
жидкость для индикации зубного налета. 60 мл

PCA 222/223
таблетки для индикации зубного налета. 100шт/12штуп.



11 ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ CURAPROX.

Компания **CURAPROX** ежегодно выпускает лимитированные версии флагманских зубных щеток **CURAPROX CS 5460 Ultra Soft**. Все наборы состоят из двух зубных щеток и выполнены в эксклюзивном дизайне.

CURAPROX

 SWISS PREMIUM ORAL CARE

CS 5460/2 Coral 2019



CS 5460/2 Duo Love 2018



CS 5460/2 Duo Le Courbusier



CS 5460/2 Duo Pop Art 2018



NEW!



CS 5460/2BoxCENude



CS 5460/2BoxCEOrange



CS 5460/2BoxCEYellow



CS 5460/2BoxCEGreen

Группа компаний «Ком-Денталь» Эксклюзивный представитель компании CURADEN в России ООО «Курапрокс»

Адрес: 123104, г.Москва, Большой Козихинский пер., д.7, стр.2

Тел./факс: +7(495) 580-30-80, +7 (495) 580-30-81

www.curaprox.ru интернет-магазин: www.shop.curaprox.ru



/CuraproxRussia