

КОЛЛЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ BLACK LINE

Хирургические инструменты класса «Премиум», созданные в соответствии с самыми строгими стандартами качества




- **Специальное покрытие** создает более гладкую поверхность, что значительно уменьшает прилипание к инструменту лоскута или костного материала.
- **Повышенная твердость покрытия** позволяет инструменту дольше оставаться острым
- **Черный цвет рабочих частей** обеспечивает лучший контраст с операционным полем
- **Матовая поверхность** исключает появление бликов
- **Большой диаметр и легкость ручки** обеспечивают работу с инструментом без напряжения кисти
- **Гладкая поверхность ручки** легко очищается и устойчива к коррозии

РАСПАТОРЫ




P9X Распатор Molt




PKN152X Распатор Kramer-Nevins



PPAELAX Распатор Allen




PPAELX Распатор Allen



PPBUSERX Распатор Buser



PPR3X Распатор Prichard




TKN1X Инструмент для туннельной техники




TKN2X Инструмент для туннельной техники

ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ НОЖИ



KK15/16X Пародонтальный нож Kirkland



KO1/2X Пародонтальный нож Orban



KO12KPO3AX Пародонтальный нож Allen Orban

ПЕРИОТОМЫ



PEREURX Периотом Wise



PT1X Периотом для дистальных групп зубов



PT2X Периотом для фронтальных групп зубов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЮКСАЦИИ



EL3CX Инструмент для люксации 3мм, изогнутый



EL3SX Инструмент для люксации 3мм, прямой



EL5CX Инструмент для люксации 5мм, изогнутый




EL5SX Инструмент для люксации 5мм, прямой

КЮРЕТАЖНЫЕ ЛОЖКИ



CL86X

Кюретажная ложка Lucas



CL87X

Кюретажная ложка Lucas



CM2/4X

Кюретажная ложка Molt

КОСТНЫЕ СКРЕБКИ



PPBUSER12X

Костный скребок Buser
3mm/4mm



PPBUSER13X

Костный скребок Buser
3mm/5mm



PPBUSER23X

Костный скребок Buser
4mm/5mm

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА



SINC1X

Инструмент для
синус-лифтинга



SINC2X

Инструмент для
синус-лифтинга



IMP6577SCX


Инструмент
Kramer-Nevins для синус-лифтинга



IMP6578SX

Инструмент
Kramer-Nevins для синус-лифтинга

ПЛАГГЕРЫ



PLGGR1X

Плаггер Grisdale




PLGLABANCX

Плаггер Labanca

Уход за инструментами Black Line

Рекомендуется использование кассет IMS, машинная мойка, только паровая стерилизация. Не использовать ультразвуковую мойку.





Давидян А.Л.

Главный врач и руководитель клиники и учебного центра "Avroraclicnic" (г. Москва)

Рабочие части распаторов серии Black line хорошо визуализируются, благодаря контрастному черному цвету, не бликуют даже под операционными лампами. Обращает на себя внимание удобная эргономичная ручка, которая выглядит гладко, но при этом не скользит в руке. Благодаря объемной, но легкой ручке, инструментом легко манипулировать во время операции.



Гольдштейн Е.В.

**Заведующая кафедрой хирургической стоматологии СПбИНСТОМ, лечащий врач в ГК МЕДИ.
(г. Санкт-Петербург)**

Очень часто, работая в хирургической пародонтологии, приходилось отмечать, что создают помехи блики, возникающие от попадания света на инструмент. В напряженные моменты «теряется операционное поле». Даже в редких случаях это являлось раздражающим фактором, особенно для глаз.

Сегодня можно уже говорить о том, что и этот нюанс решён. Появилась линейка хирургических инструментов с антибликовой поверхностью. Имея за плечами более 10 тысяч операций на пародонте с 1985 года, могу смело утверждать, что оперировать можно с удовольствием и не бояться, что где-то хирургическая манипуляция может быть несовершенна из-за ненадежного инструмента или могут пострадать, в той или иной мере, глаза.



Док-р Питер Хауперс (Peter Haupers), DDS, MS

Клиника «RejoCare», Чикаго, США

Темная поверхность инструментов серии Black Line предотвращает появление бликов от операционного света, а рабочая часть прекрасно визуализируется, что облегчает маневрирование в полостях сложной конфигурации. Инструменты остаются острыми значительно дольше и представляют яркий образец непревзойденного качества Hu-Friedy.



Док-р Карл Коернер (Karl Koerner), DDS

Клиника «Oral Surgery Services», Драпер, США

Я очень доволен инструментами новой серии Black Line, которые стали для меня незаменимыми благодаря комбинации уникальных свойств – гладкой поверхности, повышенной твердости и остроте, контрасту с операционным полем и более эргономичным ручкам.



Док-р Джон Сузуки (Jon Suzuki), DDS, MBA, PhD

Temple Univerisity, Филадельфия, США

Инструменты Black Line великолепны, был поражен тем, как долго они сохраняют свою остроту.



Com-Dental

Эксклюзивный дистрибьютор
компания "Ком-Денталь":
Москва, ул. Малая Пироговская, д.18, офис 501
тел.: (495) 580-30-80 | тел./факс: (495) 580-30-81
e-mail: comdental@comdental.ru

How the best perform

Hu-Friedy